

本日の内容

- ヘリウム容器の取り扱い
- ヘリウムの回収利用
- センターの利用方法


液体ヘリウム

- ■沸点が空気成分の凝固点より低い (窒素 63K 酸素 54K) 液体ヘリウムが存在する容器、装置内に空気など 不純物が入ると固化してしまう。
- ■貴重な資源


日本では全て輸入。非常に高価。

(7000円/リットル。しかも品薄になることが頻発!)

⇒ 蒸発ガスを回収し再利用



閉塞した例



固体空気による閉塞の事故例

■ 2003年10月


病院のMRI装置撤去作業にあたり、11時間 以上へリウム槽を大気解放。

その間に解放したライン内で氷結がおき、 閉塞状態になった。


この状態で装置の断熱真空層を破ったため、 急激に気化したヘリウムにより装置が<mark>爆発</mark>。 8名が重軽傷を負った。











へリウムの回収利用 (各研究室での取り扱いの重要性) 各研究室の回収ポートが配管を通じて 直接センターや他研究室と繋がっている!! もしどこかの研究室で 回収ラインに不備があったら ⇒全体のヘリウム損失 不純物を流したら⇒ 液化機の故障、供給の停止

ヘリウムの回収利用(トラブル例)

- ヘリウムガスの損失
 - 回収ラインのホースが外れていた。
 - 回収ラインのホースが劣化していた。

 - ・ 部局のガスバックに穴が空いていた。(数百万円の損害) ・ 未使用の回収ポートからガス損失 (150万円相当の損失)
- 不純物混入
 - ・ 壊れたポンプを使っていたため空気を大量に (2週間にわたる液化機 回収ラインに流してしまった。

使用していない回収ラインのバルブは閉めること! 定期的に回収ラインをチェックすること!

ポンプで減圧する場合は空気の吸い込みに特に注意!



回収状況の把握(メータの利用)

毎月メーターの検針、データの入力をする



メータを通してわかること

・損失したヘリウムの量(回収率)

・不純物混入の疑い

参考)ガスメータ値から液体への換算

◆1L の液体ヘリウムが常温のガスに なると約0.73㎡の体積を占める。

メータの差分(m3)÷0.73 =液体に換算した回収量(L)

-を使う上での注意



小さい容量のガスメータ に多量のガスを一気に 流さないようにする。

メーターには冷たいまま のガスを流さない。



回収率と供給単価

■ 供給単価は回収率に応じて変わります

供給料金=基本料金 + 損失ヘリウム補てん料 =310円+<u>5500円</u>*(100-回収率)÷100

外部購入価格

回収率 単価 95% 548円 746円 90% 85% 944円 80% 1142円


※ 令和5年度の料金

回収ラインにつなげない場合

■ 逆止弁(一方通行)を通じて蒸発ガスを逃がす



パルーンにつなぐ







センターの利用

- 予約は供給希望日の3日前(休日を除く)の17:00まで 予約状況を見て液化機の運転スケジュールを決めています。
- 容器はくみ出し日当日の午前中にセンターに運ぶ。 (できたら10時半ぐらいまで) 汲み出しに伴うロスを抑えるため、連続で充填するようにしています。
- 理学部以外の人は火、金がデリバリーサービス。 長時間の放置を避けるため、回収に出す容器は 必ず当日の朝に出してください(9時まで)。
- 容器を涸らさない 使いきらずに10リットルぐらいを目安に残してください。

液化センターホームページ

http://phys.sci.hokudai.ac.jp/SCLNLH/index.html

ヘリウム容器の残量管理



- 容器内が常温になると真空層が 劣化する場合がある。 真空層の再排気が必要。
- 予冷した容器に充填する場合、 通常より充填により多くのヘリウムが 必要となり無駄が多くなる。

センターの利用(年間スケジュール)

- GW 年末年始 ヘリウム供給が長期間停止になります。
 - ⇒ 前もって計画的に予約をして下さい。 期間中に容器が涸れないようにして下さい。
- 全学停電

回収ラインが使用できなくなります。時間は8:00~18:00。 毎年9月上旬。

⇒ 理学部以外の利用者はガスバックがいっぱいにならないように、 容器や装置は回収ラインから切り離します。このとき容器、装置等は 大気開放にしない。回収ラインの元バルブは閉める。